

Groupe Commun

Microbiologie A

<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	Bain -40
<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	Ambiance L2
<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	Etuve A45
<input checked="" type="checkbox"/>	49	8.94 °C	Ch. Froide Clean

Microbiologie B

<input checked="" type="checkbox"/>	26	24.30 °C	T° Labo 1
<input checked="" type="checkbox"/>	27	63.12 %HR	Humidité Relative L 1
<input checked="" type="checkbox"/>	28	16.84 °C	Point de Rosée L 1
<input checked="" type="checkbox"/>	29	0.5 Pa	Pression Relative L 1
<input checked="" type="checkbox"/>	30	29.39 °C	Indice Humidex

Microbiologie C

<input checked="" type="checkbox"/>	9	-24.62 °C	delta t°
<input checked="" type="checkbox"/>	20	24.62 °C	T° Labo L3
<input checked="" type="checkbox"/>	21	63.09 %HR	Humidité Relative L 3
<input checked="" type="checkbox"/>	22	1020.2 hPa	Pression Absolue L 3
<input checked="" type="checkbox"/>	23	17.12 °C	Point de Rosée L 3
<input checked="" type="checkbox"/>	24	7.49 °C	Différentiel T° L3
<input checked="" type="checkbox"/>	25	14.556	Humidité Absolue L3

Contrôle Réseau

<input checked="" type="checkbox"/>	1	59 ms	Site Waranet.fr
<input checked="" type="checkbox"/>	19	58 ms	Site IKEA
<input checked="" type="checkbox"/>	39	58 ms	Serveur Celeonnet
<input checked="" type="checkbox"/>	47	1 ms	Switch Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	77	1 ms	Serveur SQL
<input checked="" type="checkbox"/>	90	72 ms	Site Orange.fr

Etalonnage

<input checked="" type="checkbox"/>	10		Sonde MAP
<input checked="" type="checkbox"/>	42	24.32 °C	Sonde Etalon II
<input checked="" type="checkbox"/>	48	-30.59 °C	Sonde Etalon I
<input checked="" type="checkbox"/>	60	22.73 °C	Sonde Etalon III

En test Capteur SHT

<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	SHT T 222
<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	SHT H 222
<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	Point de rosée L5

Microbiologie D

<input checked="" type="checkbox"/>	35	23.81 °C	Bureau Christiane 1
<input checked="" type="checkbox"/>	36	23.56 °C	Bureau Christiane 2

215

<input checked="" type="checkbox"/>	31	23.57 °C	215-1
<input checked="" type="checkbox"/>	32	23.64 °C	215-2
<input checked="" type="checkbox"/>	33	-1.04 °C	215-3
<input checked="" type="checkbox"/>	34	3.50 V	215-bat

Test Auto Calib

<input checked="" type="checkbox"/>	8	23.59 °C	206-1
<input checked="" type="checkbox"/>	43	23.58 °C	206-2
<input checked="" type="checkbox"/>	44	23.57 °C	206-3
<input checked="" type="checkbox"/>	46	1	206-4 Secteur 220 Volts
<input checked="" type="checkbox"/>	61	3.59 V	206-5

Etalonnage 1

<input checked="" type="checkbox"/>	14	20.70	
<input checked="" type="checkbox"/>	17	20.45	
<input type="checkbox"/>	40		
<input type="checkbox"/>	41		

Administrateur

SMS MAIL GSM Vocal H.P ARCHIVES GRAPHE

Status Communication


FILTRE :

Connexions Locales

RESEAU RADIO WARANET	4	→
RESEAU RADIO WARANET G2	1	→
RESEAU RADIO WAVENIS	6	→
RESEAU CPL	3	→

Connexions Distantes

SERVEUR	ADRESSE	PORT
TCP/IP 1	192.168.1.32	10001
TCP/IP 2	192.168.1.39	10001
TCP/IP 3	192.168.1.32	10001
TCP/IP 4	192.168.1.32	10001
TCP/IP 5	192.168.1.36	10001
TCP/IP 6	192.168.1.210	1001
TCP/IP 7	192.168.254.253	10001



WARANET SOLUTIONS